




FICHA TÉCNICA

ESPEJO PLANO BUCAL PROCLINIC		
REFERENCIA	59775: Núm. 4 59777: Núm. 5	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Espejo plano de boca.	
ESPECIFICACIONES	Instrumento fabricado de acero inoxidable.	
EMBALAJE	12 unidades.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento utilizado para una mayor visibilidad dentro de los arcos dentales.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
ESTERILIZACIÓN	Esterilizar el instrumento antes de cada uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PLANE MOUTH MIRROR PROCLINIC		
REFERENCE	59775: No. 4 59777: No. 5	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Mouth mirror, cone socket.	
SPECIFICATIONS	Instrument made of stainless steel.	
PACKAGING	12 pieces	
INTENDED USE	Instrument used for greater visibility of the dental arches.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instrument depends on the frequency of use, the care by the user, and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	Sterilize the device prior to its use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SPECCHIETTI PIANI PER BOCCA PROCLINIC		
CODICE ARTICOLO	59775: No. 4 59777: No. 5	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Specchietti per bocca cone-socket.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Strumento realizzato in acciaio inossidabile.	
IMBALLAGGIO	Confezione da 12 pezzi.	
DESTINAZIONE D'USO	Strumento utilizzato per una maggiore visibilità all'interno dell'arcata dentale.	
DATA DI SCADENZA	La vita utile dello strumento dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
STERILIZZAZIONE	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	