




FICHA TÉCNICA

MANGO DE ESPEJO ANATÓMICO PROCLINIC		
REFERENCIAS	59862	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Mango de espejo redondo, antideslizante y ergonómico.	
ESPECIFICACIONES	Mango de acero inoxidable. Con superficie grabada.	
EMBALAJE	El producto viene envasado individualmente.	
FINALIDAD	Utilizado para ajustarse a un espejo para fines diagnósticos en el ámbito sanitario, dental. Reutilizable.	
ESTERILIZACIÓN	El producto se debe esterilizar antes de su uso. Esterilizar con autoclave o con calor seco. No calentar a más de 177 °C.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	
MSDS	No aplicable	

TECHNICAL DATA SHEET

ANATOMIC MIRROR HANDLE PROCLINIC		
REFERENCES	59862	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Round mirror handle. Ergonomic.	
SPECIFICATIONS	Handle made of stainless steel with engraved surface.	
PACKAGING	Each instrument is individually packed.	
INTENDED USE	Used to be adapted to a mirror in the sanitary, dental field for diagnostic purposes. Reusable.	
STERILISATION	The product should be sterilised prior to use. Sterilize in an autoclave or by dry heat. Do not heat above 177 °C.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
MSDS	Not applicable	

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

MANICO PER SPECCHIETTO PROCLINIC		
CODICE ARTICOLO	59862	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Manico per specchietti, rotondo, antiscivolo ed ergonomico.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Realizzati in acciaio inossidabile. Con superficie incisa.	
IMBALLAGGIO	Il prodotto viene confezionato singolarmente.	
DESTINAZIONE D'USO	Utilizzato per adattarsi a uno specchio per scopi diagnostici in ambito sanitario, dentale. Riutilizzabile.	
STERILIZZAZIONE	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo. Sterilizzare con autoclave o a secco. Non utilizzare temperatura superiori ai 177 °C.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	
SDS	Non applicabile	