

CODICE NON STERILE	080313/220
CODICE STERILE	090313/220



N	Descrizione componente	Materiale
1	Vaschetta assemblata 2 vie	PVC-PE-ABS-PP-filtro aria 3 micron
2	Roller	Polistirolo
3	Rotellina rossa	Polistirolo
4	Raccordo per silicone	PVC rigido
5	Raccordo tubo/tubo	PVC NO DOP
6	Puntalino verde	PVC nodop
20	Tubo 3x4,1 taglio cm 25	PVC NODOP 75sh
21	Tubo 3,2x4,8 taglio 9cm PRECISO	Silicone 60 sh
22	Tubo 4,8x6,5 taglio mm 4	PVC 75sh
23	Tubo 3x4,1 taglio cm 3	PVC NODOP 75sh
24	Tubo 1,5x3 taglio cm 200	PVC NODOP VERDE
	Bustina 9x12,5 cm	Polietilene

AVVERTENZE PER L'ASSEMBLAGGIO

VERIFICA OSTRUZIONE CON SOFFIO ARIA DOPO INCOLLAGGIO TUBI DIAMETRO RIDOTTO

CONTROLLI SPECIFICI -----

AVVERTENZE PER IL CONFEZIONAMENTO:

Confezionamento PERSONALIZZATO CON LOGO "BD"	Primario	Blister 10x24cm STAMPATO CON ETICHETTA TRIPLEX PER DATI VARIABILI
	Scatolina	Scatolina ROSSA 22x22x5 cm
	Secondario	Cartone avana 59x39x28cm

QUANTITA' PER SCATOLINA: 6 PEZZI + FOGLIO ISTRUZIONI I0154
QUANTITA' PER CARTONE: 16 scatoline (96 pezzi)

IL PRODOTTO E' PRIVO DI COMPONENTI IN LATTICE E FTALATI (DEHP)

Valido dal
01 aprile 2020

Descrizione delle modifiche:
 Rev.01: inserimento num. 5 - rev.02: modifica materiale num. 5 - rev.03: corrette dimensioni scatola rossa

Redatto da AQ
 E. Tenca:

Verificato da PR
 M. Dugoni:

Approvato da AD
 O. Gavetti: