



SCHEDA TECNICA



INDICATORI
CHIMICI PER
VAPORE SATURO
Ref: 229



TIPO	Indicatore chimico multivariabile per vapore saturo
CODICE	105229000000
DIMENSIONI	190 X 18mm
COMPOSIZIONE	Cartoncino stampato con indicatore chimico per sterilizzazione a vapore, pellicola sulla superficie per impedire la migrazione di testo e inchiostro viratore.
TIPO DI PROCESSO	Adatto per sterilizzazione a vapore saturo in cicli a 121 e 134°C
APPLICAZIONE	Per il controllo di routine dei pacchi che vengono processati nel ciclo di sterilizzazione a vapore
IMMAGAZZINAMENTO	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da agenti sterilizzanti, conservare nella confezione originale fino al momento dell'uso o il più a lungo possibile.
CONFORMITÀ	ISO 11140 -1 - CLASSE i4
MARCATURA CE	NO



PROPRIETÀ	NORMA	VALORE
Classificazione	ISO 11140-1	Clase i4
Cambio di colore	ISO 11140-1	Rosa - Marrone
Stabilità del colore	EN 867-1 (5.5.3)	60 mesi
Supporto di cartone	ISO 536	185 Gr/m2
Film in poliestere biorientato	ISO 536	12µm
Supporto / indicatore della differenza di colore	ISO 11140-1	>0.3 punti
Cambio di colore a vapore saturo 121° C	ISO 11140-1	18 minuti
Cambio di colore a vapore saturo 134° C	ISO 11140-1	4 minuti
Cambio di colore a calore secco a 140 ° C	EN 867-3 allegato C	>30 minuti
Etichette e marchi	EN 980	Conforme

TS-1502

Amcor Flexibles Pergut, S.L:
Isla de la Palma, 32 – Nave, 4
28703 San Sebastián de los Reyes (España)
☎ 916525900 // FAX: 916527613
E-MAIL: pergut.info@amcor.com