




FICHA TÉCNICA

BOLSAS DE HIELO INSTANTÁNEO BESTDENT		
REFERENCIA	85970	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dispotech Srl Via al piano, 29 23020 GORDONA (So), Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Las bolsas de hielo instantáneo se componen de una bolsa que contiene sales que en contacto con el agua provoca una reacción endotérmica que hace descender la temperatura de -5°C a $\pm 2^{\circ}\text{C}$	
COMPOSICIÓN	Contenido: urea, cloruro de amonio y agua.	
ENVASE	Envase conteniendo 24 bolsas de hielo instantáneo	
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Se utiliza en tratamientos donde se necesite la aplicación de frío para aliviar la sensación de dolor: en el deporte, tratamientos médicos, dentales y en primeros auxilios.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Sólo para uso externo. No reutilizar. No utilizar si el envase está dañado. No romper la bolsa ni provocar la salida del contenido. El contenido mancha, irrita (en caso de contacto enjuagar con agua la zona durante 15 min.), es nocivo (si se ingiere, acudir rápidamente a un médico). No aplicar sobre piel lesionada. Contactar con el médico en caso de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, de diabetes y/o insensibilidad cutánea (síndrome de Raynaud), si se desea utilizar en recién nacidos, niños y ancianos, o en caso de duda.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT INSTANT ICE BAGS		
REFERENCE	85970	
MANUFACTURER	Dispotech Srl Via al piano, 29 23020 GORDONA (So), Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	The Instant Ice Bags are composed of an outer bag containing salts reagents that when in contact with the water trigger an endothermic reaction plunging the temperature to -5°C to $\pm 2^{\circ}\text{C}$.	
COMPOSITION	Content: urea, ammonium chloride and water.	
PACKAGING	Package containing 24 bags of instant ice	
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	It is used to alleviate the sensation of pain in treatments where the application of cold is required: in sports, medical, dental and first aid treatments.	
SAFETY INFORMATION	For external use. Single use. Do not use if the package is damaged. Do not use on injured skin. Do not take internally. Do not break the bag and by all means prevent any content leakage. The content of the bag causes stains and irritation (in case of contact, rinse with water for 15 minutes), and is harmful (if swallowed seek immediate medical assistance). Do not use on injured skin. Contact the doctor in case of cardiovascular diseases, circulatory diseases, diabetes and/or cutaneous insensitivity (Raynaud's syndrome), if the product is used on infants, children and the elderly, or in case of doubt on how to perform the treatment and if the symptoms persist.	
STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	

SCHEDA TECNICA

GHIACCIO ISTANTANEO BESTDENT		
CODICE ARTICOLO	85970	
PRODOTTO DA	Dispotech Srl Via al piano, 29 23020 GORDONA (So), Ital	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe IIa conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Ghiaccio istantaneo. Busta esterna in TNT (triaccoppiato) per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo. Bolla d'acqua interna realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita. Grazie alla miscela di Sali ottenuta, la temperatura raggiunge -5°C ed arriva a -2°C in circa 30 minuti.	
COMPOSIZIONE	Contenuto: urea, cloruro di ammonio e acqua.	
IMBALLAGGIO	24 buste di ghiaccio istantaneo.	
SCADENZA	5 anni dalla data di produzione.	
DESTINAZIONE D'USO	Ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo per alleviare la sensazione di dolore: in sport, trattamenti medici, dentistici e di primo soccorso.	
INFORMAZIONE DI SICUREZZA	Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 min.), è nocivo (se ingerito ricorrere subito all'intervento medico). Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, in caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste..	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.	