


Spazio complessivo richiesto - Overall space required:



DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME

AQUAFILTER 1 TO 1

DIMENSIONI DEL DEIONIZZATORE AQUAFILTER / DIMENSIONS OF THE AQUAFILTER DEIONIZER


Dimensioni di ingombro Aquafilter / Overall dimensions of Aquafilter
L 390 mm x H 480 mm x P 145 mm

Peso del deionizzatore

A vuoto = 6,8 kg

A vasi pieni = 8.4 kg

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL' IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF PACKAGING



A= 230mm

B= 600mm

C= 500mm

Peso dell'imballo / Weight of packaging: 7.6 Kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / CONTENTS OF PACK

Descrizione / descriptions	Specifiche / Specifications	Quantita / Quantity
Demineralizzatore Aquafilter Aquafilter deionizer	Deionizzatore d'acqua con coperchio e vasi Water deionizer with lid and vessels	1
Resine a scambio ionico Ion exchange resins	Resina mista a scambio ionico Mixed ion exchange resin	2
Anello di centraggio Centring ring	Anello di centraggio in plastica per cartuccia Plastic cartridge centring ring	2
Cavo di collegamento Connecting cable	Cavo per la connessione elettrica con E9 INSPECTION® Cable for electrical connection with E9 INSPECTION®	
Tubo ingresso acqua Water inlet tube	Tubo per collegamento rete idrica/Aquafilter Tube for connecting the mains water supply to Aquafilter	1
Tubo uscita acqua Water outlet pipe	Tubo per collegamento Aquafilter/autoclave E9 INSPECTION® Pipe for connecting Aquafilter to the E9 INSPECTION® autoclave	1

CARATTERISTICHE TECNICHE / CHARACTERISTICS OF THE DEIONIZER

Raccordo a L Elbow connector	Raccordo per connessione idraulica a E9 INSPECTION® Connector for hydraulic connection to E9 INSPECTION®	1
Chiave Spanner	Chiave per fissaggio vasi Spanner for hydraulic connection	1

Tensione di alimentazione Power supply voltage	24V dc
Corrente assorbita Input current	350 mA
Classe isolamento Insulation class	I
Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate	- Uso interno - Altitudine sino a 2000 m s.l.m. - Temperatura: +5°C ÷ +40°C - Massima pressione di rete: 8 bar (per pressioni superiori impiegare un riduttore di pressione) - Minima pressione di rete: 0,5 bar - Umidità relativa massima dell'80% per temperature sino a 31°C, con diminuzione lineare sino al 50% alla temperatura di 40°C - Max variazione della tensione di rete: ±10% - Categoria di installazione (categoria di sovratensione) II - Grado di inquinamento 2 - Conducibilità massima acqua in uscita 50 µS/cm - Conducibilità massima acqua in entrata 600 µS/cm - Durezza massima acqua in entrata 30°f - Indoor user - Altitude up to 2000m a. s. l. - Temperature: +5°C ÷ +40°C - Maximum supply pressure: 8 bar (for higher pressure use a pressure reducer) - Minimum supply pressure: 0,5 bar - Max relative humidity 80% for temperatures up to 31°C with linear reduction to 50% at 40°C - Max. variation in mains voltage: ±10% - Installation category (overvoltage category) II - Pollution level 2 - Maximum conductivity of outlet water 50 µS/cm - Maximum conductivity of inlet water 600 µS/cm - Maximum hardness of inlet water 30°f