

**Codice Articolo – Ref.:****1030-1 ;***Code***Descrizione**

Mortaiolo per amalgama

**Product Description***amalgam well*

Ø 3,5 cm h 3,5 cm

**Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I.  
MDR 2017/745**Technical notes***Medical Device Class I.  
MDR 2017/745***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

**Packages***Single piece***Stoccaggio**

***Storage***

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

***Prodotto da******Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)