


FICHA TÉCNICA

CUÑAS DE MADERA BESTDENT		
REFERENCIAS	95065: Naranjas 95066: Blancas 95067: Verdes 95068: Amarillas 95069: Rosas 95070: Turquesas	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Las cuñas de madera son productos no estériles de uso dental para colocar en los espacios interdentes. Desechables.	
COMPOSICIÓN	Fabricados en madera de arce.	
ESPECIFICACIONES	Disponible en diferentes colores: naranja, blanco, verde, amarillo, rosa, turquesa.	
ENVASE	Envases con 100 unidades.	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizados por su perfecta adaptación a la morfología interdental en las obturaciones.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estéril.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT POLY WEDGES		
REFERENCES	95065: Orange 95066: White 95067: Green 95068: Yellow 95069: Pink 95070: Blue	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Poly wedges are wooden devices for dental use. Non sterile. Disposable product.	
COMPOSITION	Made of maple wood.	
SPECIFICATIONS	Available in different colours: orange, white, green, yellow, blue, pink	
PACKAGING	Package containing 100 units.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Poly Wedges are used to help recover perfect teeth shape of adjacent face.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	