

Prodotto: SIRINGA STERILE MONOUSO 2,5 ml C/A 25Gx 11/4" punta tronca- per uso dentale
CND: A020102010201
REF. 00233230H14

Componenti	Caratteristiche (Norme di riferimento)	Materiali
Asta	Distanza flangia cilindro/flangia: min 9 mm (ISO 7886-1)	Polipropilene opaco
Cilindro	Capacità utilizzabile : min 2,75 ml Cono Luer 6% (ISO 594/1) Intervallo Graduazione scala: 0,1 ml (ISO 7886-1) Numerazione scala: ogni 0,5 ml (ISO 7886-1) Tolleranza sulla capacità erogata oltre 1,5 ml: +/- 5% (ISO 8537) Lubrificazione: quantità massima 0,25 mg/cm ² di superficie interna (ISO 7886-1)	Polipropilene trasparente Inchiostro nero Olio di silicone (polidimetilsiloxano) + isottano (diluente)
Pistone	Colore nero; due anelli di tenuta	Gomma sintetica acitotossica (latex free)
Ago 25Gx 11/4" 0.5 mm x 38 mm punta tronca	Bariletto: cono Luer 6% (ISO 594/1) colorazione standard ISO 6009	Polipropilene trasparente + colorante
	Copriago	Polipropilene trasparente
	Cannula: cannula con punta tronca (per uso dentale) Diametro esterno e diametro interno conformi alla norma ISO 9626 Lunghezza conforme alla norma ISO 7864	Acciaio Inox AISI 304 Resina epossidica Silicone polidimetilsiloxano
Siringa assemblata	Tenuta in compressione: min 300 kPa (ISO 7886-1) Spazio morto: max. 0,07 ml (ISO 7886-1) Fermo asta	
Confezione	Carta : 60 g/m ² Film : spessore 80 µm Tipo di apertura/blister: PEEL Timbratura: Descrizione prodotto, Nr. di Lotto, Data di scadenza	Carta di grado medicale Film plastico
Scatola	Numero pz. x scatola: 100 Dimensioni est. (in mm): 430 x 170 x 75 Etichettatura: Descrizione prodotto, Nr. di Lotto, Data di scadenza	Cartone ondulato con copertina esterna bianca
Master	Numero di scatole x master: 20 (2000 pz. totali) Dimensioni est. (in mm): 700 x 390 x 450 Etichettatura: Descrizione prodotto, Disegno del prodotto, codice/articolo, Nr. di Lotto, Data di scadenza, Nr. del ciclo di sterilizzazione, Q.tà, codice a barre	Cartone ondulato con copertina esterna avana
Sterilizzazione	Miscela impiegata: Ossido di Etilene 10 % + CO ₂ 90% Capacità Autoclavi: 24 m ³ e 40 m ³ Ciclo convalidato secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici" Validità del prodotto: 5 anni se la confezione è intatta	

Dispositivo DEHP FREE

Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti e al riparo da temperature estreme ed eccessiva umidità

Data ultimo aggiornamento: 4/02/2016