


## FICHA TÉCNICA

TEST PRION		
RIFERIMENTI	93725	
PRODUTTORE / RESPONSABILE	E.C.S. S.r.l Via Como,7123883 Brivio (LC), Italy +39 0341 681602 info@ecssrl.com – www.ecssrl.com	
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Prodotto non sanitario. Conforme alla norma: EN ISO 11140-1 tipo 6	
DESCRIZIONE	EC.PRION è un indicatore emulatore per la sterilizzazione a vapore, composto da una piastra di plastica stampata con un agente indicatore per cicli di vapore, ricoperta da una pellicola di plastica e da un reagente sensibile alla temperatura, al vapore acqueo e alla pressione per un periodo di 18 minuti a 134 °C.	
SPECIFICHE	Il supplemento è laminato per impedire il rilascio di inchiostro sugli articoli sterilizzati, con un supporto in cartone resistente al calore e un reagente chimico non tossico. TIPO 6.	
COMPOSIZIONE	NA	
PRESENTAZIONE	1 scatola da 250 unità	
VITA UTILE	36 mesi dalla data di produzione	
FINALITÀ	Indicatore di sterilizzazione a vapore tipo 6.	
STOCCAGGIO E TRASPORTO	Tenere lontano dall'umidità: conservare in ambienti freschi e ventilati. Tenere lontano dai raggi solari o da fonti di luce diretta. Utilizzare il materiale in ordine di arrivo. Maneggiare con cura.	

*Scheda tecnica emessa dal Dipartimento Tecnico del Distributore, in mancanza di emissione da parte del Produttore stesso. Il Distributore non si assume alcuna responsabilità per l'inesattezza del contenuto della presente Scheda Tecnica, né per eventuali danni causati dal prodotto, legalmente imputabili al Produttore..*