


SCHEDA TECNICA



CUNEI DI ROTAZIONE	
CODICI ARTICOLI	L0428: colore grigio L0429: colore trasparente
PRODOTTO DA	Dentsply International
NOTE TECNICHE	Dispositivo medico Classe IIa conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Cunei di rotazione per ortodonzia.
CARATTERISTICHE	La forma del cuneo dal design esclusivo offre un maggiore contatto con la superficie del dente consentendo una maggiore trasmissione della forza al dente. Il design rivoluzionario semplifica e accelera la rotazione del dente. Disponibile in grigio o trasparente. Senza lattice. Posizionati mediante una pinza Mosquito o Mathieu. Non riutilizzare – Monouso.
COMPOSIZIONE	Poliuretano
IMBALLAGGIO	Confezioni da 100. Contentore con chiusura di sicurezza.
DESTINAZIONE D'USO	Cunei di rotazione per ortodonzia per facilitare la rotazione dei denti e mantenere il filo del bracket in posizione.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito da 10 a 30 °C, lontano da fonti di calore. Proteggere dall'umidità.