

FICHA TÉCNICA

PASTA DE PROFILAXIS BESTDENT		
REFERENCIAS	01582	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	La Pasta de Profilaxis Bestdent es una pasta destinada a uso exclusivo del profesional odontológico. Presenta una acción mecánica del pulido del esmalte y eliminación del sarro.	
ESPECIFICACIONES	Composición: dióxido de sílice, polietilenglicol, glicerina, aroma de fresa, mentol.	
EMBALAJE	Envase conteniendo 40 g	
CADUCIDAD	2 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	La Pasta de Profilaxis Bestdent es un producto de uso en odontología para la limpieza dental y el pulido del esmalte.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. Producto abrasivo a base de dióxido de sílice.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROPHYLAXIS PASTE BESTDENT		
REFERENCES	01582	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Bestdent prophylaxis paste is a paste for dental professionals only. It exerts a mechanical action of the polishing of the enamel and elimination of plaque.	
SPECIFICATIONS	Composition: silicon dioxide, polyethylene glycol, glycerol, strawberry flavour, menthol.	
PACKAGING	Package containing 40 g of paste	
SHELF LIFE	2 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Prophylaxis paste is a product used in dentistry for dental cleaning and polishing.	
SAFETY INFORMATION	For professional dental use only. Non-sterile product. Abrasive product containing silicon dioxide.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	