

	FICHA TÉCNICA	CODIGO: TDS_102
	CEPILLOS NYLON	FECHA: 10/Abr/17
	BESTDENT	VERSION: 01

CEPILLOS NYLON BESTDENT		
REFERENCIA	26800	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Cepillos para contra-ángulo.	
COMPOSICIÓN	Fabricados en nylon de alta calidad	
ESPECIFICACIONES	Con forma de copa, pasador, nylon. 	
EMBALAJE	Estuche con 100 unidades	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Pulido y eliminación de manchas.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
MSDS	No aplicable	

	TECHNICAL DATA SHEET	CODE: TDS_102
	NYLON BRUSHES	DATE: 10/Apr/17
	BESTDENT	VERSION: 01

BESTDENT NYLON BRUSHES		
REFERENCE	26800	
MANUFACTURER / RESPONSIBLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Prophylaxis brushes for contra-angle headpiece.	
COMPOSITION	Made of high quality soft nylon.	
SPECIFICACIONS	Latch, cup type, nylon. 	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED USE	Polishing and removal of heavy stains.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package is damaged.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
MSDS	N.A.	