



**FICHA TÉCNICA**

<b>INSTRUMENTOS MANUALES DE ENDODONCIA BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	Ver anexo 1	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Dispositivos manuales de endodoncia para la práctica odontológica. No estériles. Disponen de código de colores ISO para facilitar su identificación.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Parte activa: Acero inoxidable 304H, Níquel-Titanio (NITI). Tope: Silicona. Mango: Tereftalato de polibutileno PBT.	
<b>ENVASE</b>	Envase conteniendo 6 unidades.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Dispositivos para canales radiculares endodónticos destinados a explorar, dar forma y limpiar los canales radiculares.	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>BESTDENT ENDODONTIC HAND DEVICES</b>		
<b>REFERENCE</b>	See Annex I	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano, Italy	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical device class I, according to Directive 93/42/CEE regarding medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Endodontic hand devices for dental use. Non sterile. They have an ISO color code for easy identification.	
<b>COMPOSITION</b>	Working part of the file: Stainless Steel 304H, Nickel-Titanium (NITI). Stopper: silicone. Handle: Polybutylene terephthalate PBT.	
<b>PACKAGING</b>	Package containing 6 pieces	
<b>INTENDED USE</b>	Devices for endodontic radicular canals that are meant to explore, shape and clean the radicular canal systems.	
<b>CLEANING AND STERILIZATION</b>	The devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave. Dispose of the product if damaged or decreased in performance.	
<b>STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool, dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.	

**FOLHA TÉCNICA**

<b>DISPOSITIVOS ENDODÔNTICOS MANUAIS BESTDENT</b>		
<b>REFERÊNCIA</b>	De acordo com o anexo 1	
<b>FABRICANTE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milão - Itália	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Dispositivo Médico Classe I, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos	
<b>DESCRIÇÃO</b>	Dispositivos endodônticos manuais para a prática de odontológica. Não estéril. São codificados por cores ISO para facilitar a sua identificação.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Parte activa: 304H aço inoxidável, Níquel-Titânio (NITI). Tipo: Silicone. Cabo: Tereftalato de Polibutileno PBT	
<b>EMBALAGENS</b>	Embalagem contendo 6 unidades.	
<b>FINALIDADE PREVISTA</b>	Uso exclusivo por profissionais da área odontológica. Dispositivos de canais radiculares endodônticos para explorar, moldar e limpar os canais radiculares.	
<b>LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO</b>	Os dispositivos devem ser examinados, limpos e esterilizados antes de cada utilização. Utilizar detergentes e desinfetantes adequados para instrumentos médicos ou dentários. Esterilizar em autoclave. Descartar o produto se estiver danificado ou se o seu desempenho for diminuído.	
<b>ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b>	Armazenar num local fresco e seco. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade e evitar o calor excessivo.	

**ANEXO I / ANNEX I**

<b>Ref.</b>	<b>Nombre / Name / Nome</b>
87936 / 1833025015	Ensanchador n.º 15 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 15 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 15 (25 mm) Bestdent
87937 / 1833025100	Ensanchador n.º 15-40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 15-40 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 15-40 (25 mm) Bestdent
87938 / 1833025020	Ensanchador n.º 20 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 20 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 20 (25 mm) Bestdent
87939 / 1833025025	Ensanchador n.º 25 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 25 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 25 (25 mm) Bestdent
87940 / 1833025030	Ensanchador n.º 30 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 30 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 30 (25 mm) Bestdent
87941 / 1833025035	Ensanchador n.º 35 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 35 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 35 (25 mm) Bestdent
87942 / 1833025040	Ensanchador n.º 40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 40 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 40 (25 mm) Bestdent
87943 / 1833021015	Ensanchador n.º 15 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 15 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 15 (21 mm) Bestdent
87944 / 1833021100	Ensanchador n.º 15-40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 15-40 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 15-40 (21 mm) Bestdent
87945 / 1833021020	Ensanchador n.º 20 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 20 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 20 (21 mm) Bestdent
87946 / 1833021025	Ensanchador n.º 25 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 25 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 25 (21 mm) Bestdent
87947 / 1833021030	Ensanchador n.º 30 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 30 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 30 (21 mm) Bestdent
87948 / 1833021035	Ensanchador n.º 35 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 35 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 35 (21 mm) Bestdent
87949 / 1833021040	Ensanchador n.º 40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 40 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 40 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
87950 / 1833021008	Ensanchador n.º 08 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 08 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 08 (21 mm) Bestdent
87951 / 1833025008	Ensanchador n.º 08 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 08 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 08 (25 mm) Bestdent
87952 / 1833021010	Ensanchador n.º 10 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 10 (21 mm)</i> / Allargacanalí n.º 10 (21 mm) Bestdent
87953 / 1833025010	Ensanchador n.º 10 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Reamer No. 10 (25 mm)</i> / Allargacanalí n.º 10 (25 mm) Bestdent
87954 / 1836025100	Espaciador Punta n.º 15-40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Finger Spreader No. 15-40 (25 mm)</i> / Spaziatore Punta n.º 15-40 (25 mm) Bestdent
87955 / 1836025020	Espaciador Punta n.º 20 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Finger Spreader No. 20 (25 mm)</i> / Spaziatore Punta n.º 20 (25 mm) Bestdent
87956 / 1836025025	Espaciador Punta n.º 25 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Finger Spreader No. 25 (25 mm)</i> / Spaziatore Punta n.º 25 (25 mm) Bestdent
87957 / 1836025030	Espaciador Punta n.º 30 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent Finger Spreader No. 30 (25 mm)</i> / Spaziatore Punta n.º 30 (25 mm) Bestdent
87962 / 1832021008	Limas H n.º 08 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 08 (21 mm)</i> / Lime H n.º 08 (21 mm) Bestdent
87963 / 1832025008	Limas H n.º 08 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 08 (25 mm)</i> / Lime H n.º 08 (25 mm) Bestdent
87964 / 1832021010	Limas H n.º 10 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 10 (21 mm)</i> / Lime H n.º 10 (21 mm) Bestdent
87965 / 1832025010	Limas H n.º 10 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 10 (25 mm)</i> / Lime H n.º 10 (25 mm) Bestdent
87966 / 1832021015	Limas H n.º 15 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15 (21 mm)</i> / Lime H n.º 15 (21 mm) Bestdent
87967 / 1832025015	Limas H n.º 15 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15 (25 mm)</i> / Lime H n.º 15 (25 mm) Bestdent
87968 / 1832021100	Limas H n.º 15-40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15-40 (21 mm)</i> / Lime H n.º 15-40 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
87969 / 1832025100	Limas H n.º 15-40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15-40 (25 mm) /</i> Lime H nº 15-40 (25 mm) Bestdent
87970 / 1832021020	Limas H n.º 20 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 20 (21 mm) /</i> Lime H nº 20 (21 mm) Bestdent
87971 / 1832025020	Limas H n.º 20 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 20 (25 mm) /</i> Lime H nº 20 (25 mm) Bestdent
87972 / 1832021025	Limas H n.º 25 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 25 (21 mm) /</i> Lime H nº 25 (21 mm) Bestdent
87973 / 1832025025	Limas H n.º 25 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 25 (25 mm) /</i> Lime H nº 25 (25 mm) Bestdent
87974 / 1832021030	Limas H n.º 30 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 30 (21 mm) /</i> Lime H nº 30 (21 mm) Bestdent
87975 / 1832025030	Limas H n.º 30 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 30 (25 mm) /</i> Lime H nº 30 (25 mm) Bestdent
87976 / 1832021035	Limas H n.º 35 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 35 (21 mm) /</i> Lime H nº 35 (21 mm) Bestdent
87977 / 1832025035	Limas H n.º 35 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 35 (25 mm) /</i> Lime H nº 35 (25 mm) Bestdent
87978 / 1832021040	Limas H n.º 40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 40 (21 mm) /</i> Lime H nº 40 (21 mm) Bestdent
87980 / 1832025040	Limas H n.º 40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 40 (25 mm) /</i> Lime H nº 40 (25 mm) Bestdent
87981 / 1832021045	Limas H n.º 45 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 45 (21 mm) /</i> Lime H nº 45 (21 mm) Bestdent
87982 / 1832025045	Limas H n.º 45 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 45 (25 mm) /</i> Lime H nº 45 (25 mm) Bestdent
87983 / 1832021050	Limas H n.º 50 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 50 (21 mm) /</i> Lime H nº 50 (21 mm) Bestdent
87984 / 1832025050	Limas H n.º 50 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 50 (25 mm) /</i> Lime H nº 50 (25 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
87985 / 1832021055	Limas H n.º 55 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 55 (21 mm)</i> / Lime H n.º 55 (21 mm) Bestdent
87986 / 1832025055	Limas H n.º 55 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 55 (25 mm)</i> / Lime H n.º 55 (25 mm) Bestdent
87987 / 1832021060	Limas H n.º 60 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 60 (21 mm)</i> / Lime H n.º 60 (21 mm) Bestdent
87988 / 1832025060	Limas H n.º 60 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 60 (25 mm)</i> / Lime H n.º 60 (25 mm) Bestdent
87989 / 1832021070	Limas H n.º 70 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 70 (21 mm)</i> / Lime H n.º 70 (21 mm) Bestdent
87990 / 1832025070	Limas H n.º 70 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 70 (25 mm)</i> / Lime H n.º 70 (25 mm) Bestdent
87991 / 1832021080	Limas H n.º 80 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 80 (21 mm)</i> / Lime H n.º 80 (21 mm) Bestdent
87992 / 1832025080	Limas H n.º 80 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 80 (25 mm)</i> / Lime H n.º 80 (25 mm) Bestdent
87993 / 1832021101	Limas H n.º 45-80 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 45-80 (21 mm)</i> / Lime H n.º 45-80 (21 mm) Bestdent
87994 / 1832025101	Limas H n.º 45-80 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 45-80 (25 mm)</i> / Lime H n.º 45-80 (25 mm) Bestdent
87995 / 1832031015	Limas H n.º 15 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15 (31 mm)</i> / Lime H n.º 15 (31 mm) Bestdent
87996 / 1832031020	Limas H n.º 20 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 20 (31 mm)</i> / Lime H n.º 20 (31 mm) Bestdent
87997 / 1832031025	Limas H n.º 25 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 25 (31 mm)</i> / Lime H n.º 25 (31 mm) Bestdent
87998 / 1832031030	Limas H n.º 30 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 30 (31 mm)</i> / Lime H n.º 30 (31 mm) Bestdent
87999 / 1832031035	Limas H n.º 35 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 35 (31 mm)</i> / Lime H n.º 35 (31 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
88000 / 1832031040	Limas H n.º 40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 40 (31 mm)</i> / Lime H n.º 40 (31 mm) Bestdent
88001 / 1832031100	Limas H n.º 15-40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent H-Files No. 15-40 (31 mm)</i> / Lime H n.º 15-40 (31 mm) Bestdent
88002 / 1831021008	Limas K n.º 08 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 08 (21 mm)</i> / Lime K n.º 08 (21 mm) Bestdent
88003 / 1831025008	Limas K n.º 08 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 08 (25 mm)</i> / Lime K n.º 08 (25 mm) Bestdent
88004 / 1831031008	Limas K n.º 08 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 08 (31 mm)</i> / Lime K n.º 08 (31 mm) Bestdent
88005 / 1831021010	Limas K n.º 10 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 10 (21 mm)</i> / Lime K n.º 10 (21 mm) Bestdent
88006 / 1831025010	Limas K n.º 10 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 10 (25 mm)</i> / Lime K n.º 10 (25 mm) Bestdent
88007 / 1831031010	Limas K n.º 10 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 10 (31 mm)</i> / Lime K n.º 10 (31 mm) Bestdent
88008 / 1831021015	Limas K n.º 15 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15 (21 mm)</i> / Lime K n.º 15 (21 mm) Bestdent
88009 / 1831025015	Limas K n.º 15 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15 (25 mm)</i> / Lime K n.º 15 (25 mm) Bestdent
88010 / 1831031015	Limas K n.º 15 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15 (31 mm)</i> / Lime K n.º 15 (31 mm) Bestdent
88011 / 1831021100	Limas K n.º 15-40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15-40 (21 mm)</i> / Lime K n.º 15-40 (21 mm) Bestdent
88012 / 1831025100	Limas K n.º 15-40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15-40 (25 mm)</i> / Lime K n.º 15-40 (25 mm) Bestdent
88013 / 1831031100	Limas K n.º 15-40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 15-40 (31 mm)</i> / Lime K n.º 15-40 (31 mm) Bestdent
88014 / 1831021020	Limas K n.º 20 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 20 (21 mm)</i> / Lime K n.º 20 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
88015 / 1831025020	Limas K n.º 20 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 20 (25 mm)</i> / Lime K n.º 20 (25 mm) Bestdent
88016 / 1831031020	Limas K n.º 20 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 20 (31 mm)</i> / Lime K n.º 20 (31 mm) Bestdent
88017 / 1831021025	Limas K n.º 25 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 25 (21 mm)</i> / Lime K n.º 25 (21 mm) Bestdent
88018 / 1831025025	Limas K n.º 25 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 25 (25 mm)</i> / Lime K n.º 25 (25 mm) Bestdent
88019 / 1831031025	Limas K n.º 25 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 25 (31 mm)</i> / Lime K n.º 25 (31 mm) Bestdent
88020 / 1831021030	Limas K n.º 30 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 30 (21 mm)</i> / Lime K n.º 30 (21 mm) Bestdent
88021 / 1831025030	Limas K n.º 30 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 30 (25 mm)</i> / Lime K n.º 30 (25 mm) Bestdent
88022 / 1831031030	Limas K n.º 30 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 30 (31 mm)</i> / Lime K n.º 30 (31 mm) Bestdent
88023 / 1831021035	Limas K n.º 35 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 35 (21 mm)</i> / Lime K n.º 35 (21 mm) Bestdent
88024 / 1831025035	Limas K n.º 35 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 35 (25 mm)</i> / Lime K n.º 35 (25 mm) Bestdent
88025 / 1831031035	Limas K n.º 35 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 35 (31 mm)</i> / Lime K n.º 35 (31 mm) Bestdent
88026 / 1831021040	Limas K n.º 40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 40 (21 mm)</i> / Lime K n.º 40 (21 mm) Bestdent
88027 / 1831025040	Limas K n.º 40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 40 (25 mm)</i> / Lime K n.º 40 (25 mm) Bestdent
88028 / 1831031040	Limas K n.º 40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 40 (31 mm)</i> / Lime K n.º 40 (31 mm) Bestdent
88029 / 1831021045	Limas K n.º 45 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45 (21 mm)</i> / Lime K n.º 45 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
88030 / 1831025045	Limas K n.º 45 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45 (25 mm)</i> / Lime K n.º 45 (25 mm) Bestdent
88031 / 1831031045	Limas K n.º 45 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45 (31 mm)</i> / Lime K n.º 45 (31 mm) Bestdent
88032 / 1831021101	Limas K n.º 45-80 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45-80 (21 mm)</i> / Lime K n.º 45-80 (21 mm) Bestdent
88033 / 1831025101	Limas K n.º 45-80 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45-80 (25 mm)</i> / Lime K n.º 45-80 (25 mm) Bestdent
88034 / 1831031101	Limas K n.º 45-80 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 45-80 (31 mm)</i> / Lime K n.º 45-80 (31 mm) Bestdent
88035 / 1831021050	Limas K n.º 50 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 50 (21 mm)</i> / Lime K n.º 50 (21 mm) Bestdent
88036 / 1831025050	Limas K n.º 50 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 50 (25 mm)</i> / Lime K n.º 50 (25 mm) Bestdent
88037 / 1831031050	Limas K n.º 50 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 50 (31 mm)</i> / Lime K n.º 50 (31 mm) Bestdent
88038 / 1831021055	Limas K n.º 55 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 55 (21 mm)</i> / Lime K n.º 55 (21 mm) Bestdent
88039 / 1831025055	Limas K n.º 55 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 55 (25 mm)</i> / Lime K n.º 55 (25 mm) Bestdent
88040 / 1831031055	Limas K n.º 55 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 55 (31 mm)</i> / Lime K n.º 55 (31 mm) Bestdent
88041 / 1831021060	Limas K n.º 60 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 60 (21 mm)</i> / Lime K n.º 60 (21 mm) Bestdent
88042 / 1831025060	Limas K n.º 60 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 60 (25 mm)</i> / Lime K n.º 60 (25 mm) Bestdent
88043 / 1831031060	Limas K n.º 60 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 60 (31 mm)</i> / Lime K n.º 60 (31 mm) Bestdent
88044 / 1831021070	Limas K n.º 70 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 70 (21 mm)</i> / Lime K n.º 70 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
88045 / 1831025070	Limas K n.º 70 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 70 (25 mm)</i> / Lime K n.º 70 (25 mm) Bestdent
88046 / 1831031070	Limas K n.º 70 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 70 (31 mm)</i> / Lime K n.º 70 (31 mm) Bestdent
88047 / 1831021080	Limas K n.º 80 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 80 (21 mm)</i> / Lime K n.º 80 (21 mm) Bestdent
88048 / 1831025080	Limas K n.º 80 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 80 (25 mm)</i> / Lime K n.º 80 (25 mm) Bestdent
88049 / 1831031080	Limas K n.º 80 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 80 (31 mm)</i> / Lime K n.º 80 (31 mm) Bestdent
88050 / 1831021006	Limas K n.º 06 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 06 (21 mm)</i> / Lime K n.º 06 (21 mm) Bestdent
88051 / 1831025006	Limas K n.º 06 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Files No. 06 (25 mm)</i> / Lime K n.º 06 (25 mm) Bestdent
88052 / 1830025015	Limas K Flex n.º 15 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 15 (25 mm) Bestdent
88053 / 1830025020	Limas K Flex n.º 20 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 20 (25 mm) Bestdent
88054 / 1830025025	Limas K Flex n.º 25 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 25 (25 mm) Bestdent
88055 / 1830025030	Limas K Flex n.º 30 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 30 (25 mm) Bestdent
88056 / 1830025035	Limas K Flex n.º 35 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 35 (25 mm) Bestdent
88057 / 1830025040	Limas K Flex n.º 40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (25 mm)</i> / Lime K Flex n.º 40 (25 mm) Bestdent
88058 / 1830021015	Limas K Flex n.º 15 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (21 mm)</i> / Lime K Flex n.º 15 (21 mm) Bestdent
88059 / 1830021020	Limas K Flex N 20 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (21 mm)</i> / Lime K Flex n.º 20 (21 mm) Bestdent

Ref.	Nombre / Name / Nome
88060 / 1830021025	Limas K Flex N 25 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (21 mm) /</i> Lime K Flex nº 25 (21 mm) Bestdent
88061 / 1830021030	Limas K Flex N 30 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (21 mm) /</i> Lime K Flex nº 30 (21 mm) Bestdent
88062 / 1830021035	Limas K Flex N 35 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (21 mm) /</i> Lime K Flex nº 35 (21 mm) Bestdent
88063 / 1830021040	Limas K Flex N 40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (21 mm) /</i> Lime K Flex nº 40 (21 mm) Bestdent
88064 / 1830031015	Limas K Flex n.º 15 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 15 (31 mm) Bestdent
88065 / 1830031020	Limas K Flex n.º 20 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 20 (31 mm) Bestdent
88066 / 1830031025	Limas K Flex n.º 25 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 25 (31 mm) Bestdent
88067 / 1830031030	Limas K Flex n.º 30 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 30 (31 mm) Bestdent
88068 / 1830031035	Limas K Flex n.º 35 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 35 (31 mm) Bestdent
88069 / 1830031040	Limas K Flex n.º 40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 40 (31 mm) Bestdent
88070 / 1830025100	Limas K Flex n.º 15-40 (25 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (25 mm) /</i> Lime K Flex nº 15-40 (25 mm) Bestdent
88071 / 1830021100	Limas K Flex n.º 15-40 (21 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (21 mm) /</i> Lime K Flex nº 15-40 (21 mm) Bestdent
88072 / 1830031100	Limas K Flex n.º 15-40 (31 mm) Bestdent / <i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (31 mm) /</i> Lime K Flex nº 15-40 (31 mm) Bestdent