

Excavadores dobles

B 0095



Nº	ISO	SIZE	← mm →				
6x							
1	7	13	19	25	31	37	
2	8	14	20	26	32	38	
6x							
3	9	15	21	27	33	39	
4	10	16	22	28	34	40	
6x							
5	11	17	23	29	35	41	
6	12	18	24	30	36	42	
6x							
43	49	55	61	67	73	79	
44	50	56	62	68	74	80	
6x							
45	51	57	63	69	75	81	
46	52	58	64	70	76	82	
	USA 5		USA 14	USA 17	USA 18		
6x							
47	53	59	65	71	77	83	
48	54	60	66	72	78	84	

Instrumental de mano

Se utiliza para cortar y remover la pulpa de la zona cameral, o como la forma de visualizar la entrada de los conductos radiculares.

COMPOSICIÓN

Acero inoxidable y latón cromado.

PRESENTACIÓN

Cajas de 6 unidades

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Ver instrucciones

PRECAUCIONES

Con una desinfección química, puede producirse una reacción variable (entre nula y fuerte), según el tipo y la concentración del producto químico utilizado, puede provocar un debilitamiento del cromado